



**bitop**  
**EQUI**<sup>®</sup>  
LUNG

Durchatmen mit  
**bi-medEctoin**<sup>®</sup> easy breathe

## Wie wird die bi-medEctoin® easy breathe dosiert?

Eine schnelle Übersicht zur Dosierung der bi-medEctoin® easy breathe findest Du in der folgenden Tabelle:

Vernebler	Fassungsvermögen	Isotones Mischungsverhältnis	Hypertones Mischungsverhältnis
<b>Air One</b> <i>Hippomed / Neu-Tec</i>	50 ml	1 Ampulle + 45 ml NaCl	2 Ampullen + 40 ml NaCl
<b>Equosonic Privat / Klinik</b> <i>Medizintechnik Hartwig</i>	30 - 50 ml	1 Ampulle + 25 - 45 ml NaCl <i>Nebelintensität: voll Lüftungsgeschwindigkeit: 80%</i>	2 Ampullen + 25 - 45 ml NaCl <i>Nebelintensität: voll Lüftungsgeschwindigkeit: 80%</i>
<b>Flexineb</b> <i>Flexineb Europe</i>	10 ml	¼ Ampulle + 8,75 ml NaCl	½ Ampulle + 7,5 ml NaCl
<b>Flexineb mit Extension Cup</b> <i>Flexineb Europe</i>	30 ml	1 Ampulle + 25 ml NaCl	2 Ampullen + 20 ml NaCl
<b>Mediware Inhalator</b> <i>Servoprax</i>	30 - 50 ml	1 Ampulle + 25 - 45 ml NaCl	2 Ampullen + 25 - 45 ml NaCl
<b>SaHoMa</b> <i>Nebu-Tec</i>	17 ml	½ Ampulle + 14,5 ml NaCl	1 Ampulle + 12 ml NaCl

**bitop**  
**EQUI**<sup>®</sup>  
**LUNG**



[www.bitopEQUI.de](http://www.bitopEQUI.de)

## Die bi-medEctoin® easy breathe bietet 2 Arten der Verwendung:



### ISOTON

- Anzuwenden zur Prävention, Regeneration & Entspannung der Schleimhäute
- **Ultimative Befeuchtung**
- Schleimlösend
- Dauerhaft anwendbar



### HYPERTON

- Anzuwenden bei hochgradiger Verschleimung
- Befeuchtend
- **Stark schleimlösend**
- Erleichtert das Abhusten von zähem Schleim

**Wichtig:** Bei verengten oder krampfenden Bronchien, fehlender Verschleimung bei einer Bronchoskopie, pfeifender Atmung oder Atemnot kein hypertones Mischungsverhältnis verwenden.

**Angebrochene Ampullen** sollten für die Verwendung am darauffolgenden Tag möglichst **sauber, trocken, abgedeckt** und im Kühlschrank aufbewahrt werden. Alternativ kannst Du unsere bi-medEctoin® easy breathe auch zuhause mit 45ml NaCl mischen und an zwei aufeinanderfolgenden Tagen verwenden.

Ausführliche Informationen findest Du in den **FAQ** auf unserer Webseite oder Du scannst einfach den **QR-Code**.